

# Tand och inslipning

---

## **När du får en produkt av oss är den inslagen i artikulator efter ditt index.**

Våra kriterier på inslipning är följande:

1. Ocklusionskontakt på en punkt. På en så horisontell yta som möjligt så att kraften överförs axiellt till tanden. Så att den inte trycker tanden i någon riktning
2. Approximala kontakter. Vi gör en osågad modell och ser till att ett ocklusionsfolie går att få emellan
3. I ett optimalt bett bör vi eftersträva hörntandslyft där samtliga posteriora kontakter **INTE** är med i sidoglidning.
4. Crossover är också väldigt viktigt att kontrollera när ni lämnar ut protetiken. Dvs när patienten går ut maximalt åt sidan förbi hörntandslyftet.
5. Protrusionskontakter endast i fronten.

Till detta finns det såklart mycket mer att lägga till...

Avvikelser från detta schema:

1. Halvkäksavtryck så går vissa punkter inte att kontrollera för oss.
2. Om du inte gör ansiktsbågregistrering så hamnar överkäken bara i medelvärde i artikulatorn. Ej helt rätt för din patient
3. Om du inte tar ett protrusionsindex så kan vi inte ställa in artikulatorn med "rätt" kondylbana just för din patient. Det blir då mer av en ockludator.